


# Kamizelka

## LeviKam 8-pkt L8-U-1



Kamizelka LeviKam ośmiopunktowa współpracuje z podnośnikami dla osób z niepełnosprawnościami. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem. Wykonana jest z wytrzymałej, bezpiecznej siatki poliestrowej, która doskonale przepuszcza wodę i szybko schnie. Kamizelka umożliwia transport użytkowników w pozycji leżącej zapewniając stabilność i wygodę. Pozycję podopiecznego można dopasowywać do potrzeb dzięki 8-punktowemu, regulowanemu zawieszaniu.



	<b>LeviKam 8-pkt</b>	<b>UNI</b> rozmiar
	<b>A</b> wymiar	100
	<b>B</b> wymiar	180

\*Podane wartości są orientacyjne ze względu na różnice w budowie ciała.

### Główne zalety kamizelek:

- maksymalne obciążenie do 200 kg,
- osiem punktów zaczepu co umożliwia wygodny i stabilny transfer w pozycji leżącej,
- kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki,
- kamizelki wyposażone są w wycięcie fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe i higieniczne,
- siedziska dostępne są w dwóch wersjach: standardowej kąpielowej (wykonane z siatki poliestrowej) lub specjalnej komfortowej (wykonane z litego materiału poliestrowego, szyte na życzenie).

### Film instruktażowy:

Zakładanie kamizelek w pozycji leżącej:



Wykorzystanie kamizelki 8-pkt przy transferze:

