

# Kamizelka

## LeviKam Active z podparciem głowy LACPL-XS/S/M/L/XL-1




Kamizelka LeviKam Active z podparciem głowy współpracuje z podnośnikami dla osób z niepełnosprawnościami. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem. Wykonana jest z wytrzymałej, bezpiecznej siatki poliestrowej, która doskonale przepuszcza wodę i szybko schnie. Kamizelka umożliwia transport użytkownikom w pozycji siedzącej zapewniając podparcie dla pleców. Pozycję podopiecznego można dopasowywać do potrzeb dzięki 4-punktowemu, regulowanemu zawieszaniu. Wszyty uchwyt manewrowy pozwala na obracanie użytkowników pozycji wiszącej.



LeviKam Active z podparciem głowy	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
<b>A</b> wymiar	84	86	96	107	122
<b>B</b> wymiar	92	94	96	98	115
<b>C</b> wymiar	38	40	41	44	45

\*Podane wartości są orientacyjne ze względu na różnice w budowie ciała.



### Główne zalety kamizelek:

- maksymalne obciążenie do 200 kg,
- szeroka gama dostępnych rozmiarów: od XS do XL,
- kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki,
- kamizelki wyposażone są w wycięcie fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe i higieniczne,
- siedziska dostępne są w dwóch wersjach: standardowej kąpielowej (wykonane z siatki poliestrowej) lub specjalnej komfortowej (wykonane z litego materiału poliestrowego, szyte na życzenie).

### Filmy instruktażowe

Zakładanie kamizelek w pozycji siedzącej:



Zakładanie kamizelek w pozycji leżącej:

