


Kamizelka

LeviKam Active LAC-XS/S/M/L/XL-1



Kamizelka LeviKam Active współpracuje z podnośnikami dla osób z niepełnosprawnościami. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem. Wykonana jest z wytrzymałej, bezpiecznej siatki poliestrowej, która doskonale przepuszcza wodę i szybko schnie. Kamizelka LeviKam Active umożliwia transport użytkownika w pozycji siedzącej zapewniając podparcie dla pleców. Pozycję podopiecznego można dopasowywać do potrzeb dzięki 4- punktowemu, regulowanemu zawieszaniu. Wszyty uchwyt manewrowy pozwala na obracanie użytkowników w pozycji wiszącej.



LeviKam Active	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
A wymiar	84	86	96	107	122
B wymiar	92	94	96	98	115
C wymiar	22	24	26	28	31

*Podane wartości są orientacyjne ze względu na różnice w budowie ciała.

Główne zalety kamizelek:

- maksymalne obciążenie do 200 kg,
- kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki,
- szeroka gama dostępnych rozmiarów: od XS do XL,
- kamizelki wyposażone są w wycięcie fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe i higieniczne,
- siedziska dostępne są w dwóch wersjach: standardowej kąpielowej (wykonane z siatki poliestrowej) lub specjalnej komfortowej (wykonane z lekkiego materiału poliestrowego, szyte na życzenie).

Usztywnione podparcie głowy L-UP-1

Praktyczny i wygodny wkład stabilizujący głowę, zaprojektowany jako uzupełnienie kamizelek LeviKam, które standardowo nie posiadają podparcia głowy.



Filmy instruktażowe

Zakładanie kamizelek w pozycji siedzącej:



Zakładanie kamizelek w pozycji leżącej:

