


# Kamizelka

## LeviKam Solid LSO-XS/S/M/L/XL-1



Kamizelka LeviKam Solid współpracuje z podnośnikami dla osób z niepełnosprawnościami. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem. Wykonana jest z wytrzymałej, bezpiecznej siatki poliestrowej, która doskonale przepuszcza wodę i szybko schnie. Kamizelka LeviKam Solid umożliwia transport użytkownika w pozycji siedzącej zapewniając podparcie dla pleców. Pozycję podopiecznego można dopasowywać do potrzeb dzięki 4- punktowemu, regulowanemu zawieszaniu. Wszyty uchwyt manewrowy pozwala na obracanie użytkowników w pozycji wiszącej.




LeviKam Solid	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
<b>A</b> wymiar	69	78	90	110	115
<b>B</b> wymiar	81	88	96	97	104
<b>C</b> wymiar	130	143	155	181	196
<b>waga</b> osoby	<20 kg	20–40 kg	40–70 kg	70–100 kg	>100 kg

\*Podane wartości są orientacyjne ze względu na różnice w budowie ciała.

### Główne zalety kamizelek:

- maksymalne obciążenie do 200 kg,
- kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki,
- szeroka gama dostępnych rozmiarów: od XS do XL,
- kamizelki wyposażone są w wycięcie fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe i higieniczne,
- siedziska dostępne są w dwóch wersjach: standardowej kąpielowej (wykonane z siatki poliestrowej) lub specjalnej komfortowej (wykonane z lekkiego materiału poliestrowego, szyte na życzenie).



### Filmy instruktażowe

Zakładanie kamizelek w pozycji siedzącej:



Zakładanie kamizelek w pozycji leżącej:

